



GALIX

BIOMEDICAL INSTRUMENTATION, INC.

GBI-3SM: Grabador Holter ECG digital

- 24/48/72 horas de grabación electrocardiográfica con sólo una batería alcalina tipo AAA
- ECG de muy alta resolución
- Diseño pequeño, sumamente liviano y delgado
- Detección de marcapasos
- Display gráfico para el ECG



Otras características:

- Dimensiones: 76 x 57 x 16 mm
- Peso: aproximadamente 60 gramos con batería
- Display gráfico para el ECG y los datos del paciente
- Frecuencia de muestreo programable: 256 – 1000 muestras por segundo
- Detección de pulso de marcapasos: tan breve como 0,25 ms
- 24, 48, 72 horas con una sola batería alcalina tipo AAA
- Respuesta en frecuencia: 0,05 a 100 Hz
- Medio de grabación: Tarjeta de memoria tipo Secure Digital
- Botón de evento con sensación táctil y auditiva
- Pantalla versátil y amigable con display de ECG
- Normas ambientales: Cumple con las especificaciones RoHs