



# GALIX

BIOMEDICAL INSTRUMENTATION, INC.

## WinTer: Analizador Holter ECG

- Nuevo analizador Holter ECG basado en Windows
- Nuevas capacidades de exportación y de análisis remoto
- Análisis de marcapasos
- Herramientas versátiles para la edición de los reportes
- Un algoritmo propio de procesamiento de ruido optimiza la precisión en la detección de arritmias
- Análisis de Potenciales Tardíos Ventriculares
- Análisis de Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (dominio del tiempo y de la frecuencia)
- Análisis ST-QT
- Gráficos de tendencias, tablas y muchas nuevas características

